

SKSJ news vol.9

SKSJ-news

2013年3月1日

編集 三恵商事株式会社

〒420-0029

静岡県葵区研屋町5番地

TEL 054-252-6750

FAX 050-3737-4383

フィッシャーケミカルの LC/MS専用高純度溶媒

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
バイオサイエンス事業本部が取り扱うLC/MS専用の
高純度溶媒の販売を開始いたします。



溶媒の不純物がppbレベルまで
抑えられた高純度グレード

.....Optima LC/MSグレード

可塑剤ピークによる汚染の低減
類を見ない低い金属イオン含有量
バックグラウンドピークの減少
信号強度の向上と優れた応答

水 アセトニトリル メタノール 2-プロパノール
及び0.1%FAと0.1%TFAの水溶液とアセトニトリル溶液
全てOptima LC/MSグレード
各500mL, 1L, 2.5L, 4Lの褐色ガラスボトル入り

蟻酸、TFA、酢酸、酢酸アンモニウム、蟻酸アンモニウムの
高純度小容量タイプもご用意いたしております。

価格のお問い合わせまたは詳細資料のご請求は営業担当_____

まで

Thermo Scientific (4 μmソリッドコア粒子)

Accucore XL HPLCカラム 発売開始

卓越したコアテクノロジーを用いた4 μmのソリッドコア粒子を充填したAccucore XL HPLCカラムは

- 1) 全多孔性充填剤カラムとメソッドの互換性が高い
- 2) 高分離能
- 3) シャープで高いピーク形状
- 4) 再現性
- 5) 長いカラム寿命

といった特徴を持っています。

オーダーインフォメーション								
Accucore XL HPLC カラム								
製品名	粒子径	長さ(mm)	2.1mm ID		3.0mm ID		4.6mm ID	
			製品番号	価格(円)	製品番号	価格(円)	製品番号	価格(円)
Accucore XL C18	4 μm	50	74104-052130	68,000	74104-053030	68,000	74104-054630	68,000
		100	74104-102130	72,000	74104-103030	72,000	74104-104630	72,000
		150	74104-152130	76,000	74104-153030	76,000	74104-154630	76,000
		250	74104-252130	80,000	74104-253030	80,000	74104-254630	80,000
Accucore XL C8	4 μm	50	74204-052130	68,000	74204-053030	68,000	74204-054630	68,000
		100	74204-102130	72,000	74204-103030	72,000	74204-104630	72,000
		150	74204-152130	76,000	74204-153030	76,000	74204-154630	76,000
		250	74204-252130	80,000	74204-253030	80,000	74204-254630	80,000
Accucore XL ガードカートリッジ(4個入り)								
製品名	粒子径	長さ(mm)	2.1mm ID		3.0mm ID		4.6mm ID	
			製品番号	価格(円)	製品番号	価格(円)	製品番号	価格(円)
Accucore XL C18	4 μm	10	74104-012101	40,000	74104-013001	40,000	74104-014001	40,000
Accucore XL C4	4 μm	10	74204-012101	40,000	74204-013001	40,000	74204-014001	40,000
UNIGUARD ガードカートリッジホルダー								
製品名			2.1mm ID		3.0mm ID		4.6mm ID	
			製品番号	価格(円)	製品番号	価格(円)	製品番号	価格(円)
UNIGUARD ガードカートリッジホルダー			852-00	12,000	852-00	12,000	850-00	12,000
スタンダード交換用チップ(3個入り)			850-RT	2,800	850-RT	2,800	850-RT	2,800

お問合せ先 三恵商事株式会社

TEL: 054-252-6750 FAX: 050-3737-4383 mail: sales@sksj.co.jp