

加熱脱離チューブ用充填治具

気相中の目的成分を分析するために SUS やガラス製のチューブに充填した吸着剤で捕集した成分を加熱脱離して GC ないし GCMS に導入して分析を行うシステムは数多く使用されております。今回、外径 1/4" のガラスないし SUS のチューブに、目的に合った吸着剤を必要な種類、必要な量をご自分で充填していただくためのキットを作成いたしました。



TD-GLS-KIT_加熱脱離チューブ用充填治具 (ガラスチューブ用)

(キットにはガラス製の加熱脱離チューブは含まれていません)

SUS 製加熱脱離チューブ用充填治具は TD-SUS-KIT で提供いたします。

TD-GLS-KIT_加熱脱離チューブ用充填治具
(ガラスチューブ用) キットの構成

充填用ロート	1 個
ガラスチューブ用押し棒	1 組
ガラスチューブ用ベース	1 組
ガラスチューブ用スペーサー	4 個
アクリルカバー	1 個



充填が完了したキット
(加熱脱離チューブは KIT に含まれません。)

充填可能なチューブは PerkinElmer 社、
島津製作所、Markes 社の加熱脱離装置で
用いる外径 1/4" のガラス又は SUS 製です。

SUS の充填用の以下のパーツを追加して
いただければガラス製、SUS 製とも充填が
できます。

SUS チューブ用スペーサー	4 個
SUS チューブ用ベース棒	1 本
SUS チューブ用握りなし押し棒	1 本

※性能改善の為、お断りなく仕様変更をすることがありますのでご了承ください。

製造元

三恵商事株式会社

〒420-0029 静岡県静岡市葵区研屋町 5 番地

Tel:054-252-6750 Fax:054-254-6701

URL : <http://www.sksj.co.jp/>